

TERMÓMETRO CORPORAL A DISTANCIA

Este producto es un termómetro profesional para la medición de temperatura del cuerpo humano.

Este termómetro es sin contacto y cuenta con una alta precisión de medición.


Dos tipos de medición seleccionables, temperatura de cuerpo y de superficie.

Puede medir en °C o bien en °F.

Zumbido si detecta alta temperatura en la medición.

Ahorro de energía mediante su apagado automático.

Pantalla LCD DIGITAL.



1

COMPONENTES



- 1-Sonda infrarrojos
- 2-PANTALLA LCD
- 3-MODO
- 4-BOTÓN ARRIBA
- 5-BOTÓN ABAJO
- 6-ILUMINACIÓN PANTALLA
- 7-GATILLO
- 8-BATERÍAS (no incluidas)

ESPECIFICACIONES

RANGO DE MEDICIÓN del cuerpo.....32 a 43°C
 RANGO DE MEDICIÓN en superficies.....0 a 100°C
 TOLERANCIA DE MEDICIÓN.....± 0.2°C
 DECIMAL MÍNIMO DE MEDICIÓN.....0.1°C
 DISTANCIA DE MEDICIÓN.....1 a 3cm
 AUTO APAGADO.....A los 15segundos
 POSICIÓN DE MEDICIÓN.....FRENTE CENTRAL
 CONSUMO.....<80mW
 BATERÍAS.....DC3V (1.5 AAA)/LR03 (no incluidas)
 UTILIZACIÓN TEMPERATURA AMBIENTE.....10 a 40°C
 GUARDAR EN RANGO DE TEMPERATURA.....0 a 55°C
 TAMAÑO.....132x98x36cm
 PESO.....172gr

ESPECIFICACIONES

MEDICIÓN	TEMPERATURA NORMAL °C	TEMPERATURA NORMAL °F
ANAL	36.6-38.0	97.8-100.4
FRENTE	35.5-37.5	95.9-99.5
AXILA	34.7-37.3	94.4-99.1
OREJA	35.8-38.0	96.4-100.4

La temperatura corporal cambia durante el día influenciada por diferentes condiciones como la edad, género, tono de piel, temperatura ambiente...


2

RANGO DE MEDIDAS POR EDADES

EDAD (años)	TEMPERATURA NORMAL °C	TEMPERATURA NORMAL °F
0-2	36.4-38	97.5-100.4
3-10	36.1-37.8	97.0-100.0
11-65	35.9-37.6	96.6-99.7
>65	35.8-37.5	96.4-99.5


DESCRIPCIÓN PANTALLA LCD

- 1-MODO TEMPERATURA DE CUERPO
- 2-MODO TEMPERATURA DE SUPERFICIE
- 3-RESULTADO DE LA MEDICIÓN
- 4-SEÑAL DE ALARMA
- 5-TEMPERATURA °C/°F
- 6-AVISO BATERÍA BAJA



MODO DE EMPLEO

1-Introduzca las baterías en su compartimento y espere 10 minutos.
 2-Sitúe el termómetro a una distancia de 3 cm y presione el botón. A continuación le aparecerá la medición obtenida en la pantalla. (Asegúrese de que no se está realizando la medición por encima del pelo, con sudor, etc).



IMPORTANTE:

- El cristal de la pantalla es fácil de romper, tener cuidado al utilizar el aparato.
- No utilice baterías recargables, no está fabricado para su utilización.
- Manténgalo lejos de los rayos solares y del agua.

3

RANGO DE MEDIDAS POR EDADES

A- Selección de formato de temperatura (F1): Mantener presionado el botón "MODE" durante 3 segundos. Aparecerá "F1", presionar el botón de ▼ para seleccionar °C o el botón de ▲ para seleccionar °F.

B- Alarma de temperatura (F2): Mantener presionado el botón "MODE" durante 3 segundos. Aparecerá "F1" pulsar el botón "MODE" de nuevo para cambiar a "F2".

Apretando en la flecha hacia ▼ o la hacia ▲ podrá seleccionar la temperatura deseada en la que queremos que salte la alarma. Por defecto es de 38°C(100.4°F).

C- Buzzer ON/OFF (F3): Mantener presionado el botón "MODE" durante 3 segundos. Aparecerá "F1" pulsar el botón "MODE" de hasta que aparezca "F3".

Presione las teclas hacia ▼ para quitar el zumbido (desaparecerá el icono de la pantalla) o presione la tecla hacia ▲ para poner el zumbido (aparecerá en la pantalla).

D- Modo de Medición Pulsar el botón "MODE" para cambiar de modo de medición en personas a superficies.

E- GUARDAR MEDICIONES El Termómetro guardará automáticamente las mediciones, puede verlas apretando la flecha hacia ▲ y hacia ▼. Guarda un máximo de 32 mediciones, una vez alcanzadas, sobrescribirá encima.




F- CAMBIO DE BATERÍA Indicador de batería baja. Cuando se muestre este indicador en la pantalla, abra el compartimento de baterías y replácelas. Si va a estar un largo periodo de tiempo sin utilizar el termómetro, extraiga las baterías.



4

G- MENSAJES EN LA PANTALLA EN EL MOMENTO DE MEDICIÓN
Si la medición es superior a los 43°C en la pantalla aparecerá HI (High).
Si la medición es inferior a los 32°C en la pantalla aparecerá Lo (Low).



Otros motivos LO/Hi	Sugerencias
Impacto con pelo o sudor	Asegurarse de que no hay cabello o sudor
Medición con distancia muy alejada	Asegurarse que está 1-3 cm
Cambio temperatura ambiente	Espera 20 minutos a que el cuerpo humano se acostumbre a la nueva temperatura ambiente

CONDICIONES DE USO Y DE SEGURIDAD

Por favor, antes de utilizar lea detenidamente el Manual de uso.

- Si el esterilizador UV no se utiliza durante un largo período de tiempo, es probable que la lámpara UV no se encienda inmediatamente, abra y cierre la tapa del esterilizador varias veces hasta que la luz se encienda.
- Limpie el esterilizador regularmente con un paño suave seco o un algodón. Para una mejor eficiencia del esterilizador. No limpiar con productos químicos o abrasivos.
- No introduzca agua o productos de limpieza en el interior del equipo.
- No es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando termine de usar el esterilizador, pulse el botón ON/OFF en posición OFF.
- La luz UV es perjudicial para sus ojos y piel, no mire la luz directamente cuando esté encendida.

5

- Si va a dejar de utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y guárdelo.

- El Esterilizador es para ser utilizado según su funcionalidad y fines, por lo que no debe usarse para otros usos distintos de los indicados.

- No utilice el producto si tiene una luz estropeada, si no funciona correctamente o si tiene algún daño en sus componentes.

PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Lea el manual de usuario antes de su uso.
- La correcta temperatura de funcionamiento del artículo es de 10 a 40°C.
- Mantenga el producto alejado de la electricidad.
- No guarde el producto a más de 50°C o menos de 0°C.
- No use el producto con un rango de humedad >85%.
- Mantenga el producto fuera de rangos electromagnéticos (radios, móviles, etc).
- No exponga el producto a los rayos solares, fuego o agua.
- En caso de caída o impacto del producto, no lo utilice si está dañado.
- Asegúrese de que la distancia de medición es de 1 a 3 cm.
- Para una medición más precisa, cuando se produce un cambio rápido en la temperatura ambiente (ejemplo cambio de localización), esperar 20 minutos a que el termómetro se estabilice.
- Puede utilizar alcohol en un paño mojado para limpiar con mucho cuidado el producto.
- En caso de rotura, no lo manipule por su cuenta, hable con su proveedor.

6

SÍMBOLOS Y DESCRIPCIONES


	DC 3V 2x1.5v AAA
	Type BF equipment
	Símbolo reciclado del artículo
	Acorde con RoHS 2011/65/EU
	Material PVC
	Punto verde reciclado
	Manual de usuario
	Indicación de instrucciones a seguir
	Símbolo de fabricante
	Símbolo rep.europea

NORMATIVA

Este artículo cumple con la DIRECTIVA EUROPEA 93/42/ECC ANEXO V (ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS).



7



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN
ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293